

# COMFORT – alle Größen, alle Farben.

COMFORT gibt es in ansprechenden, gut kombinierbaren Farben, vielen Modellvarianten in **bis zu 24 Größen** – und darüber hinaus auch als Maßanfertigung.


So können Frauen und Männer mit unterschiedlichsten Beinmaßen von der weichen Qualität des Allrounders profitieren. Weisen Sie aber auch auf die breite Farbpalette mit sechs attraktiven Farbtönen hin.






**GRÖSSEN SYSTEM 1**

	Umfang in cm	x-small	x-small PLUS	small	small PLUS	medium	medium PLUS	large	large PLUS
cT	cT	65–80	75–90	75–90	85–100	85–100	95–110	95–110	105–120
cH	cH	80–95	85–100	85–100	95–110	95–110	105–120	105–120	115–130
cG	cG A-T/Materna	47–59	52–64	52–64	56–68	56–68	61–74	61–74	66–79
	<b>cG Haftrand</b>	<b>47–56</b>	<b>52–61</b>	<b>52–61</b>	<b>56–65</b>	<b>56–65</b>	<b>61–71</b>	<b>61–71</b>	<b>66–76</b>
cF	cF	41–52	44–55	44–55	49–60	49–60	53–64	53–64	59–70
cE	cE	33–40	37–44	37–44	39–46	39–46	41–48	41–48	45–52
cD	<b>cD</b>	<b>27–34</b>	<b>31–38</b>	<b>31–38</b>	<b>34–41</b>	<b>34–41</b>	<b>37–44</b>	<b>37–44</b>	<b>41–48</b>
cC	cC	29–36	33–40	33–40	35–42	35–42	38–45	38–45	42–49
cB'	cB'	24–29	24–29	26–32	26–32	29–35	29–35	31–37	31–37
cB	<b>cB</b>	<b>20–22</b>	<b>20–22</b>	<b>22–24</b>	<b>22–24</b>	<b>24–26</b>	<b>24–26</b>	<b>26–29</b>	<b>26–29</b>
cY	cY	28–33	28–33	29–35	29–35	31–37	31–37	32–38	32–38
cA	cA	20–22	20–22	22–24	22–24	24–26	24–26	26–29	26–29

c = circumference Umfang  
ℓ = length Länge



Länge in cm					
		short	56–64		
normal	35–40	normal	65–74	normal	65–74
long	41–45	long	75–84	long	75–84
 ℓD		 ℓG		 ℓG	

COMFORT		
KKL		1 + 2
Modelle		
 A-D	mit Trikotrand	●
 A-G	mit Trikotrand	●
	mit Hafrand	●
	mit Hüftbefestigung (links, rechts)	●
 A-T	Panty	●
 A-T/X	Panty Bodyform	●
 A-T/U	Panty Materna	●
 A-T/H	Herren Panty	■
 offene Fußspitze		●
 geschlossene Fußspitze		●
	Fußgröße one size	⊙
Hafränder		
	Noppenhafrand (NHR)	●
	Satin-Noppenhafrand (SNHR)	●
	Spitzenhafrand (SHR)	●
Farben		
	SKIN	●
	CARAMEL	●
	HONEY	●
	BROWN	●
	GREY	●
	BLACK	●

KKL = Kompressionsklasse

● Serien- und Maßanfertigung

⊙ Serienanfertigung

■ Maßanfertigung

A-D = Wadenstrumpf

A-G = Schenkelstrumpf

A-T = Strumpfhose


A-T/X = Strumpfhose mit komprimierendem Leibteil


A-T/U = Strumpfhose für Schwangere und Übergrößen


A-T/H = Strumpfhose für Herren mit Eingriff (links, rechts, quer)


### Materialzusammensetzung:


65% Polyamid, 35% Elasthan

 Täglich waschen im Wäschernetz

 Keinen Weichspüler verwenden

 Nicht in den Trockner geben

 Nicht bügeln

 Nicht chemisch reinigen

