

COTTON – natürlich in allen Größen.

Bei jeder alltäglichen Aktivität ist COTTON ein idealer Begleiter.


Für alle, die auf Naturfasern und auf einen natürlichen Look Wert legen, ist COTTON die perfekte Wahl. Es gibt ihn in allen Größen und ansprechenden Farben. Drei COTTON Varianten erfüllen individuelle Anforderungen.













GROSSEN SYSTEM 1

	Umfang in cm	x-small	x-small PLUS	small	small PLUS	medium	medium PLUS	large	large PLUS
cT	cT	65-80	75-90	75-90	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120
cH	cH	80-95	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130
cG	cG A-T/Materna	47-59	52-64	52-64	56-68	56-68	61-74	61-74	66-79
	cG Hafrand	47-56	52-61	52-61	56-65	56-65	61-71	61-71	66-76
cF	cF	41-52	44-55	44-55	49-60	49-60	53-64	53-64	59-70
cE	cE	33-40	37-44	37-44	39-46	39-46	41-48	41-48	45-52
cD	cD	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	37-44	41-48
cC	cC	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-45	38-45	42-49
cB'	cB'	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37
cB	cB	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29
cY	cY	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38
cA	cA	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29

c = circumference Umfang
ℓ = length Länge



Länge in cm					
		short	56-64		
normal	35-40	normal	65-74	normal	65-74
long	41-45	long	75-84	long	75-84
 ℓD		 ℓG		 ℓG	

		COTTON			COTTON XTRA	COTTON MED
KKL		1	2	3	1+2+3	1+2+3
Modelle						
	A-D	mit Trikotrand	■	●	■	⊙
	A-G	mit Hafrand	■	●	■	
		mit Hüftbefestigung (links, rechts)				●
	A-T	Panty	■	●	■	
	A-T/U	Panty Materna	■	●	■	
	A-T/H	Herren Panty		■		
		offene Fußspitze	■	●	■	●
		geschlossene Fußspitze	■	●	■	⊙
		Fußgröße one size		⊙		⊙
		Fußgröße maxi size				⊙
Hafränder						
		Noppenhafrand (NHR)		●		
Farben						
		CARAMEL		●		
		BLACK		●		⊙
		ANTHRAZIT				⊙
		MARINE				⊙
		NATURE		●		⊙ ●

KKL = Kompressionsklasse

● Serien- und Maßanfertigung

⊙ Serienanfertigung

■ Maßanfertigung

A-D = Wadenstrumpf

A-G = Schenkelstrumpf


A-T = Strumpfhose

A-T/U = Strumpfhose für Schwangere und Übergrößen

A-T/H = Strumpfhose für Herren mit Eingriff (links, rechts, quer)

Materialzusammensetzung:


52% Polyamid, 34% Elasthan,
14% Baumwolle

 Täglich waschen im Wäschenetz

 Keinen Weichspüler verwenden

 Nicht in den Trockner geben

 Nicht bügeln

 Nicht chemisch reinigen

COTTON

