


MAGIC – passend für alle.

MAGIC gibt es in **bis zu 24 Größen** und vielen Modellvarianten mit einem anspruchsvollen Farbangebot – und darüber hinaus auch als Maßanfertigung. Bei dieser Vielfalt finden Sie für jede Kundin genau den passenden Strumpf.


MAGIC MACHT'S MÖGLICH:












GRÖSSEN SYSTEM 1

Umfang in cm	x-small	x-small PLUS	small	small PLUS	medium	medium PLUS	large	large PLUS	
cT	65-80	75-90	75-90	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	
cH	80-95	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130	
cG	cG A-T/Materna	47-59	52-64	52-64	56-68	56-68	61-74	61-74	66-79
	cG Hafrand	47-56	52-61	52-61	56-65	56-65	61-71	66-76	
cf	41-52	44-55	44-55	49-60	49-60	53-64	53-64	59-70	
cE	33-40	37-44	37-44	39-46	39-46	41-48	41-48	45-52	
cD	cD	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	41-48	
cC	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-45	38-45	42-49	
cB'	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37	
cB	cB	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	
cY	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38	
cA	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	

c = circumference Umfang
 ℓ = length Länge



Länge in cm					
		short	56-64		
normal	35-40	normal	65-74	normal	65-74
long	41-45	long	75-84	long	75-84
 ℓD		 ℓG		 ℓG	

MAGIC		
KKL		1 + 2
Modelle		
 A-D	mit Trikotrand	●
 A-G	mit Hafrand	●
 A-T	Panty	●
 A-T/U	Panty Materna	●
 offene Fußspitze		●
 geschlossene Fußspitze		●
	Fußgröße one size	⊙
Hafränder		
	Satin-Noppenhafrand (SNHR)	●
	Spitzenhafrand (SHR)	●
Farben		
	SKIN	●
	CARAMEL	●
	HONEY	●
	BROWN	●
	GREY	●
	BLACK	●
	MIDNIGHT BLUE ^o	●
	ORIENT*	●
	POWDER*	●
	COGNAC*	●
	BAMBOO*	●

KKL = Kompressionsklasse

● Serien- und Maßanfertigung

⊙ Serienanfertigung

o MAGIC Sonderfarbe – Lieferzeit: 10 Arbeitstage

* MAGIC COLOURS 2011/2012 – Lieferzeit: 10 Arbeitstage

A-D = Wadenstrumpf

A-G = Schenkelstrumpf

A-T = Strumpfhose

A-T/U = Strumpfhose für Schwangere und Übergrößen

Materialzusammensetzung:


Wadenstrumpf: 61% Polyamid, 39% Elasthan


Schenkelstrumpf: 63% Polyamid, 37% Elasthan


Panty/Strumpfhose: 59% Polyamid, 41% Elasthan

 Täglich waschen im Wäschenetz

 Keinen Weichspüler verwenden

 Nicht in den Trockner geben

 Nicht bügeln

 Nicht chemisch reinigen

MAGIC

