


TRADITIONAL – viele Modelle, dezenter Ton.






Dieser medizinische Kompressionsstrumpf für höchste Anforderungen ist bei ernsthaften venösen Problemen sowohl für Frauen als auch für Männer die erste Wahl. TRADITIONAL gibt es in vielen Größen und Modellvarianten, als Serien- oder Maßanfertigung, in den Kompressionsklassen 2, 3 und 4.



GRÖSSEN SYSTEM 2		Umfang in cm	small	small PLUS	medium	medium PLUS	large	large PLUS
	cT	cT	bis 80	bis 80	bis 90	bis 90	bis 100	bis 100
	cH	cH	bis 110	bis 110	bis 120	bis 120	bis 130	bis 130
	cG	cG	42-52	50-60	50-60	58-68	58-68	66-76
	cF	cF	41-50	45-54	48-57	53-62	55-64	61-70
	cE	cE	32-37	36-41	35-40	40-45	38-43	44-49
	cD	cD	28-34	32-38	31-37	36-42	34-40	40-46
	cC	cC	31-36	35-40	34-39	39-44	37-42	43-48
	cB'	cB'	24-29	24-29	29-32	29-32	32-36	32-36
	cB	cB	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29
	cY	cY	28-32	28-32	32-35	32-35	35-38	35-38
cA	cA	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29	

c = circumference Umfang
ℓ = length Länge

(A) Für die Modelle A-D / A-F / A-G mit Trikotrand in KKL 2 auch in diesen Größen erhältlich:

x-small (cB 17-19 / cD 26-32 / cF 39-48 / cG 40-50)
x-large (cB 29-32 / cD 38-43 / cF 58-67 / cG 61-71)
x-large PLUS (cB 29-32 / cD 44-49 / cF 64-73 / cG 69-79)

	Länge in cm							
	ℓG	short	33-37	short	56-60	short	61-70	short
ℓF	long	38-44	long	61-70	long	71-80	long	71-80
ℓD	 ℓD		 ℓF		 ℓG		 ℓG	

TRADITIONAL					
KKL		2	3	4	
Modelle					
	A-D	mit Trikotrand	●	●	● ¹⁾
	A-F	mit Trikotrand	●	●	● ¹⁾
		mit Hafrand	●	●	■
	A-G	mit Trikotrand	●	●	● ¹⁾
		mit Hafrand	● ^{X)}	● ^{X)}	■ ^{X)}
		mit Hüftbefestigung (links, rechts)	●	● ¹⁾	■
	A-T	Panty	● ^{1)X)}	■ ^{X)}	■ ^{X)}
	A-T/X	Panty Bodyform	■	■	■
	A-T/U	Panty Materna	● ^{1)X)}	■ ^{X)}	■ ^{X)}
	A-T/H	Herren Panty	● ^{1)X)}	■ ^{X)}	■ ^{X)}
	offene Fußspitze			●	
	geschlossene Fußspitze			■	
Hafränder					
		Noppenhafrand (NHR)		●	
Farben					
		BEIGE		●	

KKL = Kompressionsklasse

● Serien- und Maßanfertigung

■ Maßanfertigung

1) nur in PLUS

X) auch ohne „Rohr 2“ (A-G durchgestrickt)

A-D = Wadenstrumpf

A-F = Halbschenkelstrumpf

A-G = Schenkelstrumpf

A-T = Strumpfhose


A-T/X = Strumpfhose mit komprimierendem Leibteil


A-T/U = Strumpfhose für Schwangere und Übergrößen


A-T/H = Strumpfhose für Herren mit Eingriff (links, rechts, quer)


Materialzusammensetzung:


70% Polyamid, 30% Elastodien

 Täglich waschen im Wäschennetz

 Keinen Weichspüler verwenden

 Nicht in den Trockner geben

 Nicht bügeln

 Nicht chemisch reinigen

